

Виброгрохоты



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ

- РАССЕВА
- ИЗМЕРЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО РАЗМЕРАМ ЧАСТИЦ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ И СУСПЕНЗИЙ
- РАЗДЕЛЕНИЯ
- ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ

ВИБРОГРОХОТЫ

ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ РАССЕВА

Виброгрохоты FRITSCH предназначены для решения всех типичных задач лаборатории, связанных с рассевом: для любого применения предлагаются три модели, воплотившие идеи FRITSCH, которые делают работу проще и быстрее – легкие в обращении, надежные и долговечные. Для сухого, мокрого и прецизионного микрорассева, с большим комплектом принадлежностей и модифицированного программного обеспечения AUTOSIEB. Типично для FRITSCH!



Выбирая FRITSCH, Вы делаете ставку на одного из ведущих в мире изготовителей лабораторного оборудования, ориентированного на пользователя. Более 90 лет лаборатории по всему миру делают ставку на наш опыт, наше качество,

FRITSCH. НА ШАГ ВПЕРЕДИ.

наш сервис и наши инновации - как в целях промышленного применения, так и для особенно точных исследований в контролирующих и научно-исследовательских лабораториях.

Убедитесь в этом сами.



**ANALYSETTE 3
SPARTAN**

Простой рассев для
любых задач



ANALYSETTE 3 PRO

Точный рассев с
контролем амплитуды



ANALYSETTE 18

Эффективный рассев
большого количества
материала

**ВИБРОГРОХОТЫ FRITSCH:
УДОБНЫЕ, ТОЧНЫЕ, НАДЕЖНЫЕ**

- **сухой, мокрый рассев и прецизионный микрорассев**
- **простое эргономичное управление**
- **быстрые воспроизводимые результаты**
- **количество пробы от 0,05 г до 15 кг**
- **диаметр сита от 100 мм до 450 мм, размер отверстий от 5 мкм до 125 мм**
- **может использоваться как контрольное оборудование в соответствии с DIN EN ISO 9001**
- **автоматический анализ отсева с помощью мощного пакета программного обеспечения FRITSCH AUTOSIEB**



ANALYSETTE 3 PRO

Точный рассев с автоматическим контролем амплитуды

Виброгрохот ANALYSETTE 3 PRO, обладающий высокими характеристиками, обеспечивает все, что Вам необходимо для быстрого определения количественного распределения частиц по размерам в лаборатории. Представляя собой грохот с электромагнитным приводом, ANALYSETTE 3 PRO производит вертикальные колебания колонны сит с контролем амплитуды и является идеальным решением для отсева материалов в количестве до 2 кг в диапазоне размеров от 5 мкм до 63 мм. ANALYSETTE 3 PRO идеально подходит для проведения быстрого входного и выходного контроля качества материалов, обладая удобным управлением, низким уровнем шума, высокими надежностью и долговечностью.



НОВИНКА: ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МОКРЫЙ РАССЕВ

Плюс от FRITSCH Специально разработанная FRITSCH крышка для мокрого отсева с 2 вращающимися соплами для равномерного орошения отсеиваемого материала сверху, а также дополнительное промежуточное кольцо с подачей жидкости, устанавливающееся над ситом с наибольшим количеством мелкой фракции.

Ваше преимущество: увеличенная эффективность отсева для быстрого получения результатов – и максимально эффективный мокрый рассев, доступный когда-либо.



Плюс от FRITSCH Уникальное, не допускающее перекосов крепление колонны сит FRITSCH EASYTWIST для зажима колонны сит с использованием высококачественных усиленных стальной пластиковых ремней.

Ваше преимущество: быстрая, простая сборка при выполнении нескольких операций, свободная работа без помех, меньшая занимаемая площадь и большая надежность. Особенно выгодно: крепление уже входит в комплект поставки.

Плюс от FRITSCH Программное обеспечение AUTOSIEB на нескольких языках для управления ANALYSETTE 3 PRO и автоматического анализа, простого контроля и документирования результатов отсева – поставляется на практичном USB-носителе и быстро устанавливается. Просто подключите лабораторные аналитические весы (см. данные для заказа, принадлежности для автоматического анализа отсева) и взвесьте сита по методу дифференциального взвешивания до и после отсева. Все остальное программа AUTOSIEB сделает сама. Программа, работающая в Windows 7, XP и Vista, позволяет просто сохранять и использовать информацию о весе пустых сит - как отдельных сит, так и набора сит.

**СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ДЛЯ
ИНТЕГРАЦИИ В СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА СОГЛАСНО ISO 9001**

Особенно рационально Всеми функциями виброгрохота можно управлять через **интерфейс RS232**. Этот интерфейс и программа AUTOSIEB обеспечивают контроль процесса отсева посредством сравнения заданной и фактической амплитуды в режиме онлайн.

Особенно эффективно На виброгрохот можно устанавливать до 10 аналитических сит одновременно – таким образом за один цикл работы устройства возможно проведение отсева до 5 материалов одновременно (с использованием промежуточных приемных сосудов и отдельных сит).

Особенно надежно Оптимальное потребление энергии благодаря переменной частоте колебаний ANALYSETTE 3 PRO предотвращает повышенный нагрев устройства.

Плюс от FRITSCH Функция **AMP-CONTROL** для настройки постоянной амплитуды, которая автоматически контролируется и регулируется. Ваше преимущество: гарантированная стабильность амплитуды и благодаря этому точно воспроизводимые результаты отсева в соответствии с DIN 66165, а также возможность калибровки и проверки вашего прибора ANALYSETTE 3 PRO в качестве средства контроля а соответствии с требованиями ISO 9001.



ANALYSETTE 3 PRO

Особенно просто

Следующие функции можно удобно настраивать при помощи клавиатуры:

Выбор программы – Вы можете создать до 9 индивидуальных программ отсева и таким образом сделать Вашу работу еще проще.

Прерывистый режим работы – для отсева объемного материала с малой плотностью для сокращения времени отсева.

Режим микророссева, включая прерывистый режим работы – для микророссева тонкодисперсных материалов в диапазоне размеров от 5 мкм до 100 мкм.

Режим экономии энергии – устройство автоматически переключается в режим ожидания.

Особенно удобно Все важные параметры отсева, такие как время отсева и амплитуда, задаются непосредственно на удобной панели управления виброгрохота, состоящей из мембранной клавиатуры и цифровых индикаторов.



ANALYSETTE 3 SPARTAN

Простой рассев для любых задач

Младшая сестра ANALYSETTE 3 PRO для любых типичных задач в лаборатории с визуальной настройкой амплитуды в работающем устройстве. В комплекте с практичным креплением колонны сит FRITSCH EASYTWIST и возможностью автоматического анализа результатов отсева с использованием мощного пакета программного обеспечения FRITSCH AUTOSIEB.

Особенно практично Визуальный контроль амплитуды в процессе отсева.

На виброгрохот можно устанавливать до 10 аналитических сит одновременно – таким образом, за один цикл работы устройства возможно проведение отсева до 5 материалов одновременно (с использованием промежуточных приемных сосудов и отдельных сит).

Плюс от FRITSCH Простое в использовании и экономящее время крепление колонны сит при помощи высококачественных усиленных сталью пластиковых ремней входит в комплект.

Оптимальное потребление энергии благодаря переменной частоте колебаний ANALYSETTE 3 SPARTAN предотвращает повышенный нагрев устройства.

Особенно просто Ручная регулировка амплитуды.

Задание времени отсева при помощи прецизионного цифрового таймера на эргономичной панели управления.



ANALYSETTE 3 SPARTAN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ANALYSETTE 3 PRO	ANALYSETTE 3 SPARTAN
Метод анализа	рассев	рассев
Сухой рассев		
Диапазон размеров	20 мкм–63 мм*	20 мкм–63 мм*
Макс. количество пробы (прибл.)	для сит < 63 мм: до 2 кг* для сит < 100 мкм: до 100 г*	для сит < 63 мм: до 2 кг* для сит < 100 мкм: до 100 г*
Время рассава (прибл.)	3–20 мин*	3–20 мин*
Мокрый рассев		
Диапазон размеров	20 мкм–10 мм	20 мкм–10 мм
Макс. количество пробы (прибл.)	20–100 г*	20–100 г*
Время рассава (прибл.)	3–10 мин*	3–10 мин*
Прецизионный микрорассев		
Диапазон измерений	5 мкм–100 мкм	
Макс. количество пробы (прибл.)	0,05–0,5 г*	
Время рассава (прибл.)	30–60 мин*	
Макс. вес колонны сит	3 кг	3 кг
Амплитуда	0,1–3 мм	0,5–3 мм
Регулировка амплитуды	автоматическая	ручная
Диаметр сита	100 мм, 200 мм или 8"	100 мм, 200 мм или 8"
Макс. количество сит в колонне	10 (высота сита 50 мм) или 16 (высота сита 25 мм)	10 (высота сита 50 мм) или 16 (высота сита 25 мм)
Макс. высота колонны сит	550 мм	550 мм
Автоматический анализ результатов рассава с использованием программы AUTOSIEB	да	да
Калибровка контрольного оборудования согласно ISO 9001	да	нет
Интерфейс	да	нет
Прерывистый режим работы	да	нет
Память на 9 комбинаций параметров	да	нет
Возможность переоборудования в вибрационную микромельницу PULVERISETTE 0	да	да
Энергопотребление	100–240 В/1~, 50–60 Гц, 50 Вт	100–240 В/1~, 50–60 Гц, 50 Вт
Вес Нетто/брутто	21 кг/26 кг	21 кг/26 кг
Габариты Ш x Г x В Настольная модель	37 x 40 x 20 см	37 x 40 x 20 см
Упаковка Ш x Г x В Картонный ящик	50 x 43 x 30 см	50 x 43 x 30 см
Значение звукового давления на рабочем месте согласно DIN EN ISO 3746:2005 (в зависимости от рассеиваемого материала и конфигурации устройства)	прим. 63 дБ(А)	прим. 63 дБ(А)
№ для заказа	03.7020.00	03.8020.00

*в зависимости от рассеиваемого материала и используемых сит

ВАШ ВИБРОГРОХОТ СТАНОВИТСЯ МЕЛЬНИЦЕЙ

Плюс от FRITSCH По выполнении нескольких операций Ваш виброгрохот превращается в вибрационную микромельницу PULVERISETTE 0 для измельчения и гомогенизации малых количеств материала (от 1 до 10 мл, начальная крупность < 5 мм). А со специальным сосудом FRITSCH Круг-Вох возможно также измельчение при низких температурах в жидком азоте. ANALYSETTE 3 SPARTAN обеспечивает стабильную, равномерную вибрацию в сочетании с размольной гарнитурой – отличное решение для измельчения!

Соответствующие принадлежности Вы найдете в проспекте Шаровые мельницы или на сайте www.fritsch.com.ru.



Вибрационная микромельница PULVERISETTE 0



ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ANALYSETTE 3



Сита

Размером от 20 мкм до 63 мм для сухого и мокрого отсева. Все сита изготовлены с высоким качеством (отсутствуют паяные швы!), имеют малый вес и высокую надежность. Высоколегированная нержавеющая сталь защищает от коррозии и облегчает очистку. Отсутствие швов предотвращают загрязнение отсеиваемого материала. Доступны в исполнениях в соответствии с ISO 3310-1 или ASTM E-11-1995 с диаметрами 200 мм (высота 50 мм или 25 мм), 100 мм (высота 40 мм) или 8" (высота 2"). Каждое сито имеет лазерную гравировку, измерено оптически и поставляется с заводским сертификатом.

Прецизионные микросита FRITSCH

А это есть только у FRITSCH: С использованием прецизионных микросит размером от 5 мкм до 100 мкм виброгрохот ANALYSETTE 3 PRO подходит для мокрого отсева тонкодисперсных материалов и для сухого отсева очень малого количества материала: 0,05–0,5 г. Прецизионные микросита изготовлены из чистой никелевой фольги, имеют диаметр 100 мм и отличаются большой поверхностью отсева. Благодаря протравленным, расширяющимся вниз отверстиям надежно предотвращается засорение сит. Соответствующий зажимный комплект, зажимная крышка, приемный сосуд, промежуточное кольцо и быстросъемный зажимный хомут вместе с большой поверхностью отсева обеспечивают его высокую эффективность.

Зажимная крышка, приемный сосуд и промежуточные приемные сосуды для сухого отсева

Для аналитических сит FRITSCH диаметром 100 мм или 200 мм/8" предлагаются прозрачные зажимные крышки из плексигласа для наблюдения за процессом отсева. Вы также можете заказать непрозрачные зажимные крышки из полиамида для отсеивания материалов, для которых следует избегать загрязнения металлами. Кроме того, мы предлагаем Вам соответствующие приемные сосуды и сита из пластика. Приемные сосуды и промежуточные приемные сосуды из нержавеющей стали для отсева нескольких материалов за один цикл отсева имеются для сит всех размеров.

СЕРТИФИКАТЫ

Для сертификации ANALYSETTE 3 PRO в качестве средства контроля предлагается свидетельство об испытаниях и приемке 3.1 EN 10204, а также форма для документации IQ/OQ. Свидетельство об испытаниях и приемке 3.1 EN 10204 предлагается также для аналитических сит FRITSCH в соответствии с ISO 3310 -1. Мы будем рады сертифицировать Ваш виброгрохот ANALYSETTE 3 PRO и аналитические сита FRITSCH в соответствии с ISO 3310 -1 в нашей компании в г. Идар-Оберштайн или непосредственно у Вас на месте. Документация IQ/OQ также предлагается и для модели ANALYSETTE 3 SPARTAN.



Зажимная крышка, промежуточные кольца и приемные сосуды для мокрого отсева

Только у FRITSCH: при мокром отсеве с аналитическими ситами (200 мм/8") практичная зажимная крышка с 2 вращающимися соплами обеспечивает равномерное орошение отсеиваемого материала и оптимальный отсев. Для одновременного орошения расположенных сверху и снизу сит используются специальные промежуточные кольца с тремя соплами. Для мокрого отсева с аналитическими ситами диаметром 100 мм используется зажимная крышка из плексигласа с 1 соплом. Соответствующие приемные сосуды с выпуском предлагаются для сит всех размеров.

Универсальная система зажима колонны сит TorqueMaster

Для точных результатов: имеющая электропривод и простая в обращении система зажима колонны сит FRITSCH TorqueMaster за счет точно контролируемого прикладываемого к зажимной крышке усилия обеспечивает постоянное и воспроизводимое усилие зажима на колонну сит. Это важно при использовании ANALYSETTE 3 PRO в качестве средства контроля в соответствии с ISO 9001.

Вспомогательные средства для отсева

Для сухого отсева материалов с большой долей тонких фракций в качестве вспомогательных средств следует использовать агатовые шары диаметром 10 мм или резиновые шары диаметром 20 мм для сит среднего и большого размера и агатовые шары диаметром 5 мм для сит малого размера. Ваше преимущество: использование шаров предотвращает засорение сит.

Бережная очистка: LABORETTE 17

Вы можете эффективно и бережно очищать аналитические сита малого размера и прецизионные микросита с использованием ультразвуковых ванн FRITSCH LABORETTE 17. Использование ультразвуковых ванн позволяет Вам избежать нежелательных загрязнений и увеличить срок службы сит. Предлагаются ультразвуковые ванны двух размеров: объемом 5,6 л или 28 л. Дополнительная информация может быть получена по адресу www.fritsch.com.ru





ANALYSETTE 18

Эффективный рассев больших количеств

ANALYSETTE 18 – это надежный высокопроизводительный виброгрохот от FRITSCH. Он позволяет проводить рассев до 15 кг материала с использованием аналитических сит размером от 20 мкм до 125 мм. Трехмерное движение сит обеспечивает высокую воспроизводимость и очень быстрое достижение результата без необходимости проведения дополнительного отсева вручную



Плюс от FRITSCH Универсальная платформа для сит диаметром 200, 250, 300, 315, 350, 400 и 450 мм либо 8, 12, 16 или 18". Предлагаются сита размером от 20 мкм до 125 мм согласно ISO 3310-1 и ASTM E-11-1995.

Для отсева тонкодисперсных или агломерированных материалов рекомендуется использовать, например, кубики из вулкана.



Высокая воспроизводимость Непрерывное поддержание постоянства амплитуды благодаря **автоматической регулировке амплитуды** с непрерывным измерением ускорения всей колонны сит.

Особенно удобно Управление ANALYSETTE 18 производится дистанционно с использованием удобного внешнего блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ANALYSETTE 18
Метод анализа	рассев
Сухой рассев	
Диапазон размеров	20 мкм – 125 мм*
Макс. количество пробы (прибл.)	15 кг*
Время отсева (прибл.)	5–60 мин*
Макс. вес колонны сит	42 кг
Амплитуда	0,1–2 мм
Регулировка амплитуды	автоматическая
Диаметр сита	200 мм, 250 мм, 300 мм, 315 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм или 8", 12", 16", 18"
Макс. количество сит в колонне	12 (высота сита 65 мм)
Макс. высота колонны сит	845 мм
Автоматический анализ результатов отсева с использованием программы AUTOSIEB	да
Калибровка контрольного оборудования согласно ISO 9001	да
Интерфейс	да
Прерывистый режим работы	да
Память на 10 комбинаций параметров	да


	ANALYSETTE 18
Энергопотребление	230 В/1~, 50-60 Гц, 200 Вт 115 В/1~, 50-60 Гц, 200 Вт
Вес нетто/брутто	135 кг / 157 кг
Габариты Ш x Г x В	
Напольная модель	58 x 59 x 130 см
Упаковка Ш x Г x В	
Деревянный ящик	84 x 79 x 55 см
Значение звукового давления на рабочем месте согласно DIN EN ISO 3746:2005 (в зависимости от рассеиваемого материала и конфигурации устройства)	прим. 73 дБ(А)
№ для заказа	230 В/1~, 50-60 Гц 115 В/1~, 50-60 Гц 18.3020.00 18.3010.00

*в зависимости от рассеиваемого материала и используемых сит




Особенно практично и надежно В комплект поставки ANALYSETTE 18 входит система быстроразъемных зажимов TwinNut для сит и зажимных крышек. Она обеспечивает постоянное усилие зажима и стабильность колонны сит.

закрыто



открыто



Особенно эффективно За один цикл отсева можно использовать до 12 сит (высотой 65 мм) с приемными сосудами и крышкой.

Плюс от FRITSCH Программа **AUTOSIEB** на нескольких языках для автоматического анализа, простого контроля и документирования результатов отсева – поставляется на практичном USB-носителе и быстро устанавливается. Просто подключите лабораторные аналитические весы и взвесьте сита по методу дифференциального взвешивания до и после отсева. Все остальное программа AUTOSIEB сделает сама. Программа, работающая в Windows 7, XP и Vista, позволяет просто сохранять и использовать информацию о весе пустых сит – как отдельных сит, так и набора сит (см. раздел с информацией для заказа, принадлежности для автоматического анализа отсева).

ANALYSETTE 18

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ для заказа Изделие

ВИБРАЦИОННЫЙ ГРОХОТ

ANALYSETTE 3 PRO + SPARTAN



Устройство без зажимной крышки, сит и приемного сосуда

03.7020.00 Модель PRO, для 100-240 В/1~, 50-60 Гц
03.8020.00 Модель SPARTAN, для 100-240 В/1~, 50-60 Гц

Принадлежности для сухого отсева

31.2020.00 Зажимная крышка из плексигласа для сит диаметром 200 мм/8"
31.2050.00 Зажимная крышка из полиамида (без смотрового окна) для всех сит диаметром до 200 мм/8"
31.2100.00 Система зажима TorqueMaster (состоит из зажимной крышки из плексигласа для сит диаметром 200 мм/8" и электроинструмента 100-240 В/1~, 50-60 Гц)
31.2010.00 Зажимная крышка из плексигласа для сит диаметром 100 мм
31.1300.03 Промежуточный приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 200 мм и высотой 50 мм
31.1320.03 Промежуточный приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 8" и высотой 2"
31.1000.03 Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 200 мм и высотой 50 мм
31.1020.03 Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 8" и высотой 2"
31.1040.03 Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 100 мм и высотой 40 мм

Принадлежности для мокрого отсева

31.0400.00 Зажимная крышка из плексигласа с 2 вращающимися соплами для сит диаметром 200 мм/8"
31.1100.03 Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 200 мм и высотой 50 мм с выпуском
31.0240.00 Промежуточное кольцо с 3 соплами для сит диаметром 200 мм
31.1120.03 Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 8" и высотой 2" с выпуском
31.0250.00 Промежуточное кольцо с 3 соплами для сит диаметром 8"
31.2040.00 Зажимная крышка из плексигласа с 1 соплом для сит диаметром 100 мм
31.1140.00 Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 100 мм и высотой 40 мм с выпуском

Принадлежности для прецизионного микроросева

(только с ANALYSETTE 3 PRO)
33.1200.00 Зажимный комплект для прецизионных микросит диаметром 100 мм (= 3 винта + зажимы, без зажимной крышки, приемного сосуда и прецизионных микросит)
33.1050.00 Зажимная крышка из алюминия/плексигласа с 1 соплом
33.1150.00 Воронка (приемный сосуд) из алюминия с выпуском
33.1000.00 Промежуточное кольцо из алюминия с 2 уплотнительными кольцами
33.1100.00 Зажимное кольцо с быстросъемным зажимным хомутом из нержавеющей стали
(смотри пример заказа на странице 13)

Сертификация

96.0010.00 Свидетельство об испытаниях 3.1 EN 10204 для виброгрохота FRITSCH ANALYSETTE 3 PRO
96.0200.00 Документация IQ/OQ (форма для заполнения заказчиком) для виброгрохота FRITSCH ANALYSETTE 3 PRO
96.0100.00 Документация IQ/OQ (форма для заполнения заказчиком) для виброгрохота FRITSCH ANALYSETTE 3 SPARTAN
31.0900.00 Свидетельство об испытаниях 3.1 EN 10204 для аналитических сит FRITSCH согласно ISO 3310-1

Принадлежности для автоматического анализа отсева

03.2900.00 Программа AUTOSIEB для Windows для управления и автоматического анализа
03.2600.00 Лабораторные аналитические весы до 4,1 кг ($\pm 0,01$ г) с интерфейсом RS232 и кабель для подключения к компьютеру

Вспомогательные средства для отсева

55.0050.05 Агатовые шары диаметром 5 мм (15 штук на одно сито)
55.0100.05 Агатовые шары диаметром 10 мм (10 штук на одно сито)
31.0180.15 Резиновые шары диаметром 20 мм (5 штук на одно сито)

Зажимные крышки

31.1200.03 Зажимная крышка из нержавеющей стали для сит диаметром 200 мм
31.1220.03 Зажимная крышка из нержавеющей стали для сит диаметром 8"
31.1240.03 Зажимная крышка из нержавеющей стали для сит диаметром 100 мм

Запасные уплотнительные кольца

31.0010.16 Запасное уплотнительное кольцо NBR для сит диаметром 200 мм/8" и высотой 50 мм/2", диаметром 200 мм и высотой 25 мм
31.0520.16 Запасное уплотнительное кольцо NBR для сит диаметром 100 мм
84.0230.15 Запасное уплотнительное кольцо NBR (по 2 штуки к 33.1000.00)

Приемные сосуды из нержавеющей стали с выпуском и без выпуска диаметром 200 мм и высотой 25 мм, диаметром 8" и высотой 1" доступны по запросу.

№ для заказа Изделие

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ANALYSETTE 3 PRO + SPARTAN

Принадлежности для измельчения и гомогенизации малых количеств материала

31.2010.00 Крышка для переоснащения в вибрационную микромельницу PULVERISETTE 0
Запросите подробный проспект Шаровые мельницы с информацией о вибрационной микромельнице PULVERISETTE 0, а также ступках и мелющих шарах.

Принадлежности для бережной очистки аналитических сит и прецизионных микросит

Для бережной очистки аналитических сит и прецизионных микросит мы рекомендуем использовать ультразвуковые ванны FRITSCH LABORETTE 17. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.fritsch.com.ru.

Повторная сертификация виброгрохота ANALYSETTE 3 PRO и аналитических сит FRITSCH согласно ISO 3310-1 - по запросу.

Компьютер, цветной струйный принтер и лазерный принтер - по запросу.

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

№ для заказа Изделие

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИТА

ANALYSETTE 3 PRO + SPARTAN
Обод и сетка из нержавеющей стали,
диаметр 100 мм/200 мм/8",
заводской сертификат прилагается



ISO 3310-1 • размер сит • мм/мкм		ASTM • E-11-1995 • меш	
№ для заказа	диаметр 200 мм, высота 50 мм	№ для заказа	диаметр 200 мм, высота 50 мм
30.0000.03	63• мм		
30.0080.03	45• мм		
30.0100.03	31,5• мм		
30.0200.03	25 мм	35.0200.03	1" = 25 мм
30.0300.03	22,4• мм	35.0300.03	7/8" = 22,4 мм
30.0400.03	20 мм		
30.0500.03	19 мм	35.0600.03	3/4" = 19 мм
30.0600.03	18 мм		
30.0800.03	16• мм	35.0800.03	5/8" = 16 мм
30.0900.03	14 мм	35.0900.03	0,53" = 13,2 мм
30.1000.03	12,5 мм	35.1000.03	1/2" = 12,5 мм
30.1100.03	11,2• мм	35.1100.03	7/16" = 11,2 мм
30.1200.03	10 мм	35.1200.03	3/8" = 9,5 мм
30.1300.03	9 мм		
30.1400.03	8• мм	35.1400.03	5/16" = 8 мм
30.1500.03	7,1 мм	35.1500.03	0,265" = 6,7 мм
30.1600.03	6,3 мм	35.1600.03	1/4" = 6,3 мм
30.1700.03	5,6• мм	35.1700.03	3 1/2" = 5,6 мм
30.1800.03	5 мм	35.1800.03	4 = 4,75 мм
30.1900.03	4,5 мм		
30.2000.03	4• мм	35.2000.03	5 = 4 мм
30.2100.03	3,55 мм	35.2100.03	6 = 3,35 мм
30.2200.03	3,15 мм		
30.2300.03	2,8• мм	35.2300.03	7 = 2,8 мм
30.2400.03	2,5 мм	35.2400.03	8 = 2,36 мм
30.2500.03	2,24 мм		
30.2600.03	2• мм	35.2600.03	10 = 2 мм
30.2700.03	1,8 мм		
30.2800.03	1,6 мм	35.2800.03	12 = 1,7 мм
30.2900.03	1,4• мм	35.2900.03	14 = 1,4 мм
30.3000.03	1,25 мм	35.3000.03	16 = 1,18 мм
30.3100.03	1,12 мм		
30.3200.03	1• мм	35.3200.03	18 = 1 мм
30.3300.03	900 мкм		
30.3400.03	800 мкм	35.3400.03	20 = 850 мкм
30.3500.03	710• мкм	35.3500.03	25 = 710 мкм
30.3600.03	630 мкм	35.3600.03	30 = 600 мкм
30.3700.03	560 мкм		
30.3800.03	500• мкм	35.3800.03	35 = 500 мкм
30.3900.03	450 мкм		
30.4000.03	400 мкм	35.4000.03	40 = 425 мкм
30.4100.03	355• мкм	35.4100.03	45 = 355 мкм
30.4200.03	315 мкм		
30.4250.03	300 мкм	35.4200.03	50 = 300 мкм
30.4300.03	280 мкм		
30.4400.03	250• мкм	35.4400.03	60 = 250 мкм
30.4500.03	224 мкм		
30.4600.03	200 мкм	35.4600.03	70 = 212 мкм
30.4700.03	180• мкм	35.4700.03	80 = 180 мкм
30.4800.03	160 мкм	35.4800.03	100 = 150 мкм
30.4900.03	140 мкм		
30.5000.03	125• мкм	35.5000.03	120 = 125 мкм
30.5100.03	112 мкм		
30.5200.03	100 мкм	35.5200.03	140 = 106 мкм
30.5400.03	90• мкм	35.5400.03	170 = 90 мкм
30.5600.03	80 мкм		
30.5700.03	75 мкм	35.5800.03	200 = 75 мкм
30.5800.03	71 мкм		
30.6000.03	63• мкм	35.6000.03	230 = 63 мкм
30.6200.03	56 мкм		
30.6300.03	53 мкм	35.6200.03	270 = 53 мкм
30.6400.03	50 мкм		
30.6600.03	45• мкм	35.6600.03	325 = 45 мкм
30.6800.03	40 мкм		
30.6900.03	38 мкм	35.7000.03	400 = 38 мкм
30.7000.03	36 мкм		
30.7200.03	32• мкм	35.7200.03	450 = 32 мкм
30.7600.03	25• мкм	35.7600.03	500 = 25 мкм
30.7800.03	20• мкм	35.7800.03	635 = 20 мкм

• ISO 565 R20/3 (основная серия)

Если Вам требуется аналитическое сито другого диаметра, просим учитывать приведенные **примеры заказа**.

Повторная сертификация аналитических сит FRITSCH согласно ISO 3310-1 - по запросу.

Пример заказа аналитических сит различных диаметров:
диаметр 200 мм, высота 50 мм.
диаметр 200 мм, высота 25 мм.
диаметр 8", высота 2".
диаметр 100 мм, высота 40 мм.

Отклонения от стандартных размеров сит	ISO 3310-1 размер сит мм/мкм	ASTM E-11-1995 меш
Сито размером 5 мм, диаметр 200 мм, высота 50 мм - стандартный размер	Пример: 30.1800.03	Пример: 35.1800.03
Сито размером 5 мм, диаметр 200 мм, высота 25 мм	в № для заказа в пятой позиции заменить 0 на 1	Пример: 30.1810.03
Сито размером 5 мм, диаметр 8", высота 2"	в № для заказа в пятой позиции заменить 0 на 2	Пример: 30.1820.03
Сито размером 5 мм, диаметр 100 мм, высота 40 мм	в № для заказа в пятой позиции заменить 0 на 4	Пример: 30.1840.03

Аналитические сита других диаметров и размеров и принадлежности для просева доступны по запросу.

Аналитические сита из полиамида доступны по запросу.

Аналитические сита и принадлежности для просева не подлежат обмену или возврату!

ПРЕЦИЗИОННЫЕ МИКРОСИТА

ANALYSETTE 3 PRO

Обод из нержавеющей стали, решетка просева – фольга из чистого никеля, диаметр 100 мм, согласно ISO 3310-3



№ для заказа	Размер сита, мкм	Открытая поверхность просева, %	Меш – число отверстий/линейный дюйм
32.0050.00	Размер сита 5 мкм	2,8	1016
32.0100.00	Размер сита 10 мкм	11,2	1016
32.0150.00	Размер сита 15 мкм	9,8	570
32.0200.00	Размер сита 20 мкм	17,5	570
32.0250.00	Размер сита 25 мкм	10,4	403
32.0300.00	Размер сита 30 мкм	14,9	403
32.0350.00	Размер сита 35 мкм	12,6	317
32.0400.00	Размер сита 40 мкм	16,5	317
32.0450.00	Размер сита 45 мкм	8,5	203
32.0500.00	Размер сита 50 мкм	10,5	203
32.0600.00	Размер сита 60 мкм	9,3	159
32.0700.00	Размер сита 70 мкм	12,6	159
32.0800.00	Размер сита 80 мкм	16,5	159
32.0900.00	Размер сита 90 мкм	20,9	159
32.1000.00	Размер сита 100 мкм	25,7	159

Пример заказа прецизионных микросит

Пример заказа колонны с 4 прецизионными микроситами:

- 4 прецизионных микросита по выбору
- 1 зажимная крышка из алюминия/плексигласа с 1 соплом (№ для заказа 33.1050.00)
- 1 воронка (приемный сосуд) из алюминия с выпуском (№ для заказа 33.1150.00)
- 5 промежуточных колец из алюминия с 2 уплотнительными кольцами (№ для заказа 33.1000.00)
- 6 зажимных колец с быстросъемным зажимным хомутом из нержавеющей стали (№ для заказа 33.1100.00)
- Зажимный комплект для прецизионных микросит диаметром 100 мм

Пожалуйста, обратите внимание: следует заказывать на одно промежуточное кольцо и два зажимных кольца больше, чем используемое количество сит.

№ для заказа Изделие

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ВИБРОГРОХОТ

ANALYSETTE 18



Устройство без аналитических сит и приемного сосуда. В комплект входит зажимная крышка и быстроразъемные зажимы.

18.3020.00 для 230 В/1~, 50-60 Гц
18.3010.00 для 115 В/1~, 50-60 Гц

Принадлежности для аналитических сит диаметром 400 мм

37.1000.01 Приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 400 мм
37.1100.01 Промежуточный приемный сосуд из нержавеющей стали диаметром 400 мм
37.0010.16 Запасное уплотнительное кольцо NBR для сит диаметром 400 мм

Принадлежности для автоматического анализа отсева

03.2900.00 Программа AUTOSIEB для Windows
для управления и автоматического анализа результатов отсева

Вспомогательные средства для отсева

37.0200.16 1 кубик из вулкана (минимум 20 кубиков на одно сито)

Лабораторные аналитические весы, компьютер, цветной струйный принтер и лазерный принтер доступны по запросу.

№ для заказа Изделие

АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИТА

ANALYSETTE 18

**Обод и сетка из нержавеющей стали
диаметр 400 мм, высота 65 мм,
заводской сертификат прилагается**



№ для заказа ISO 3310-1	Размер сит, мм/мкм	ASTM • E-11-1995 меш
34.0040.02	125• мм	
34.0050.02	100 мм	
34.0060.02	90• мм	
34.0000.02	63• мм	
34.0080.02	45• мм	
34.0100.02	31,5• мм	
34.0200.02	25 мм	≈ 1" = 25 мм
34.0300.02	22,4• мм	≈ 7/8" = 22,4 мм
34.0400.02	20 мм	
34.0600.02	18 мм	~ 3/4" = 19 мм
34.0800.02	16• мм	≈ 5/8" = 16 мм
34.0900.02	14 мм	~ 0,53" = 13,2 мм
34.1000.02	12,5 мм	~ 1/2" = 12,5 мм
34.1100.02	11,2• мм	≈ 7/16" = 11,2 мм
34.1200.02	10 мм	~ 3/8" = 9,5 мм
34.1300.02	9 мм	
34.1400.02	8• мм	≈ 5/16" = 8 мм
34.1500.02	7,1 мм	~ 0,265" = 6,7 мм
34.1600.02	6,3 мм	≈ 1/4" = 6,3 мм
34.1700.02	5,6• мм	~ по. 31/2 = 5,6 мм
34.1800.02	5 мм	~ по. 4 = 4,75 мм
34.2000.02	4• мм	≈ по. 5 = 4 мм
34.2100.02	3,55 мм	≈ по. 6 = 3,35 мм
34.2200.02	3,15 мм	
34.2300.02	2,8• мм	≈ по. 7 = 2,8 мм
34.2400.02	2,5 мм	~ по. 8 = 2,36 мм
34.2600.02	2• мм	≈ по. 10 = 2 мм
34.2700.02	1,8 мм	
34.2800.02	1,6 мм	~ по. 12 = 1,7 мм
34.2900.02	1,4• мм	≈ по. 14 = 1,4 мм
34.3000.02	1,25 мм	~ по. 16 = 1,18 мм
34.3100.02	1,12 мм	
34.3200.02	1• мм	≈ по. 18 = 1 мм
34.3300.02	900 мкм	
34.3400.02	800 мкм	~ по. 20 = 0,85 мм
34.3500.02	710• мкм	≈ по. 25 = 0,71 мм
34.3600.02	630 мкм	~ по. 30 = 0,6 мм
34.3700.02	560 мкм	
34.3800.02	500• мкм	≈ по. 35 = 0,5 мм
34.3900.02	450 мкм	
34.4000.02	400 мкм	~ по. 40 = 0,425 мм
34.4100.02	355• мкм	≈ по. 45 = 0,355 мм
34.4200.02	315 мкм	~ по. 50 = 0,3 мм
34.4300.02	280 мкм	
34.4400.02	250• мкм	≈ по. 60 = 0,25 мм
34.4500.02	224 мкм	
34.4600.02	200 мкм	~ по. 70 = 0,212 мм
34.4700.02	180• мкм	≈ по. 80 = 0,18 мм
34.4800.02	160 мкм	~ по. 100 = 0,15 мм
34.4900.02	140 мкм	
34.5000.02	125• мкм	≈ по. 120 = 0,125 мм
34.5100.02	112 мкм	
34.5200.02	100 мкм	~ по. 140 = 0,106 мм
34.5400.02	90• мкм	≈ по. 170 = 0,09 мм
34.5600.02	80 мкм	
34.5800.02	71 мкм	~ по. 200 = 0,075 мм
34.6000.02	63• мкм	≈ по. 230 = 0,063 мм

• ISO (международный стандарт)

При заказе аналитических сит, пожалуйста, укажите, какому стандарту сита должны соответствовать - ISO 3310-1 или ASTM.

Аналитические сита других диаметров и размеров и принадлежности для отсева доступны по запросу.

Аналитические сита указанных выше размеров также предлагаются с диаметром 200 мм/8".

Аналитические сита и принадлежности для отсева не подлежат обмену!