



ООО «Теплоэнерготорг»

Технологии обеспечения и контроля жизненного цикла термолabileй продукции

Тел.: +375(17)396-70-80, MTS +375(29)88-88-240, e-mail: info.teplotorg@yandex.ru

Хладоэлементы МТП-Х1

Охлаждающий многократный хладоэлемент для термоконтейнеров медицинского назначения
Эффективен для температуры от +2С до +8С.

Соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2.3332-16 "УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ".



Применение:

Служат для поддержания заданного температурного режима внутри термоконтейнеров при транспортировке и хранении:

- термолabileй лекарственных средств (вакцин, ИЛП, иммуноглобулинов, гормональных препаратов и т.п.);
- донорской крови и ее компонентов;
- органов и тканей для трансплантации;
- медицинских диагностических наборов;
- растворов для офтальмологии;
- продуктов химической промышленности.

Рекомендуется использовать

термоконтейнерами серии МТП –L4, МТП –L6, МТП –L9, МТП-L10, МТП –L20, МТП –L30, МТП –L40, МТП –L60, МТП -L80.

Могут эффективно применяться с термоконтейнерами других производителей.

Особенности:

Корпус охлаждающего элемента выполнен из полиэтилена и имеет ребристую структуру для обеспечения циркуляции воздуха внутри термоконтейнера.

Технические характеристики:

Материал изготовления:	полиэтилен
Внутренний объем пустого хладоэлемента (л)	0,4
Геометрические размеры без внешней упаковки (д*ш*в, см)	16x3,8x9,5
Вес ХЭ (кг)	0,42

