

Концентрированное универсальное моющее средство

- Универсальное средство для удаления любых видов загрязнений с водостойких поверхностей
- Идеально подходит для мытья полов, стекла, а также поверхностей из дерева, металлов, пластика и кожи
- Удаляет даже въевшиеся в пористую поверхность загрязнения
- Благодаря эмульгирующему действию, загрязнения "всплывают" и легко удаляются водой, не оставляя разводов и мыльной пены
- Высококонцентрированное средство - разводится водой до 1:400
- Не содержит кислот и свободных щелочей. Показатель pH нейтральный
- Биоразлагаемое

H-101



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Развести H-101 водой в зависимости от области применения. Готовый раствор можно наносить распылителем, протирочным материалом, губкой или щеткой.

В СИСТЕМЕ СЕЙФ ЛИНК:

Средство используется через специальный автоматический дозатор, устанавливаемый и обслуживаемый сервисной службой компании **Смартикон**. Концентрация подбирается согласно способу применения средства и характеру загрязнений. При подключении канистры убедитесь, что цвет специальной круглой маркировки на этикетке совпадает с цветом ответной накручивающейся части от дозирующего оборудования, а буквенно - цифровая маркировка средства на дозаторе совпадает с названием на канистре.

ПРИ РУЧНОМ РАЗВЕДЕНИИ: концентрация подбирается согласно способу применения средства и характеру загрязнений.

Ежедневная уборка полов - развести 25-50 мл / 10 л, смочить mop в растворе, отжать и протереть им пол. Дать высохнуть.

Удаление сильных загрязнений и пятен - развести 50-100 мл / 1 л, нанести раствор на поверхность, оставить на 1 мин, протереть протирочным материалом, дать высохнуть. Застаревшие загрязнения обработать щеткой.

Мытье стекла - развести 4-10 мл / 1 л, нанести раствор с помощью губки или распылителя, снять насухо стяжкой для окон.

Разведение теплой водой увеличивает эффективность средства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При длительном контакте с рабочим раствором использовать перчатки. Хранить в герметично закрытой упаковке в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств. В случае заморозания средства, при последующем размораживании и перемешивании встряхиванием потребительские свойства сохраняются.

СРОК ГОДНОСТИ 24 месяца с даты, указанной на упаковке

ФОРМЫ УПАКОВКИ двугорлый флакон 1 л, канистра 5 л сейф линк



Отдел продаж
 +375 (17) 280-14-72
 +375 (17) 280-40-57

✦ +375 (29) 655-55-31
 ✦ +375 (29) 666-94-55
 ☐ +375 (29) 511-57-34

Бухгалтерия
 +375 (17) 399-20-20
 +375 (17) 355-21-83

Факс
 +375 (17) 280-14-36