

## волюметрическое измерение и дозирование жидкостей

### АВТОМАТИЧЕСКИЕ БЮРЕТКИ - «класс AS» - «сертифицированное соответствие»



- Изготовлены из вакуум-калиброванного боросиликатного стекла 3.3 в соответствии со стандартом ISO 385.
  - Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «AS».
  - Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям немецких федеральных органов мер и весов.
  - Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими роботами, предотвращает возможные отклонения от номинальных значений.
  - Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности корпуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.
  - Оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим быстрое и точное измерение.
  - Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки.
- **2 варианта бюреток:**
- **Бесцветные бюретки**
  - **Коричневые бюретки**
- Бесцветные автоматические бюретки оснащены полоской Шелбаха, делающей более простым и точным наблюдение за линией мениска.
  - Надписи и номинальные значения на бесцветных бюретках напечатаны синей эмалевой краской.
  - Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напечатаны белой эмалевой краской.
  - Автоматические бюретки поставляются без бутылок и груш. Бутылки и груши должны быть заказаны отдельно.

бесцветные бюретки	коричневые бюретки	объем	кол-во в уп.
019.01.010	019.05.010	10 мл	1 шт.
019.01.025	019.05.025	25 мл	1 шт.
019.01.050	019.05.050	50 мл	1 шт.



Поставляются с «игольчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки.

Уникальная «игольчатая» форма пробки гарантирует оптимальный контроль за каплепадением.

Может быть закрыт легким вращением и обеспечивает герметичное укупоривание.





Все автоматические бюретки оснащены промежуточным краном из PTFE, обеспечивающим надежное, быстрое и точное измерение.

### особенности полоски Шелбаха

Для облегчения считывания на задней стороне стенки бюретки напечатана полоска Шелбаха. Имеет узкую синюю полоску, которая проходит в центре более широкой белой полоски.

Под действием преломления света на уровне линии мениска появляются две вершины, имеющие форму стрелок. Точная линия мениска располагается там, где обе стрелки соприкасаются друг с другом.



## волюметрическое измерение и дозирование жидкостей

### СКЛЯНКИ - «для автоматических бюреток»



➤ Изготавливаются из толстого стекла для использования с автоматическими бюретками. Отшлифованное горлышко с размером NS 29/32 идеально подходит к конусу автоматической бюретки.

- 2 варианта бюреток: ➤ **Бесцветные бюретки**  
➤ **Коричневые бюретки**

бесцветные бюретки	коричневые бюретки	объем бутылки	кол-во в уп.
020.07.010	020.07.025	2000 мл	1 шт.

### ГРУША - «для автоматических бюреток»

- Изготовлена из высококачественного натурального каучука.  
➤ Диаметр трубки идеально подходит к впускному воздушному коннектору автоматической бюретки.



катал. номер	тип груши	кол-во в уп.
020.08.001	одинарная	1 шт.

### БЮРЕТКИ ШИЛЛИНГА - «класс AS» - «сертифицированное соответствие»

➤ Изготовлены из вакуум-калиброванного боросиликатного стекла 3.3 в соответствии со стандартом ISO 385.

➤ Выполнена калибровка в соответствии со стандартом DIN/ISO, класс «AS». Имеет знак соответствия («DE-M») согласно положениям немецких федеральных органов мер и весов.

➤ Индивидуальная калибровка, выполненная автоматическими роботами, предотвращает возможные отклонения от номинальных значений.

➤ Знак соответствия и номер партии напечатаны на поверхности корпуса. Сертификат партии можно скачать с нашего сайта.

➤ Поставляются с «игльчатым» краном из PTFE, который вообще не требует смазки.

- 2 варианта бюреток: ➤ **Бесцветные бюретки**  
➤ **Коричневые бюретки**

➤ Бесцветные бюретки Шиллинга оснащены полоской Шелбаха, делающей более простым и точным наблюдение за линией мениска.

➤ Надписи и номинальные значения на бесцветных бюретках напечатаны синей эмалевой краской.

➤ Надписи и номинальные значения на коричневых бюретках напечатаны белой эмалевой краской.

бесцветные бюретки	коричневые бюретки	объем	кол-во в уп.
020.03.010	020.05.010	10 мл	1 шт.
020.03.025	020.05.025	25 мл	1 шт.
020.03.050	020.05.050	50 мл	1 шт.

#### особенности бюреток шиллинга

Бюретки Шиллинга представляют собой альтернативу автоматическим бюреткам; они особенно пригодны для проведения анализов в полевых условиях, где всегда имеется опасность разламывания.

В комплект бюретки Шиллинга входит трубка, аналогичная колбе автоматической бюретки, и полиэтиленовый резервуар со стабилизирующей стойкой.

Обеспечивает быстрое заполнение путем сжатия полиэтиленового резервуара и быстрое титрование.

